

ЭРБА Разбавитель образцов мочи

Разбавитель мочи используется для работы на автоматических анализаторах ERBA XL

Набор реагентов предназначен только для *in vitro* диагностики

Кат.№	Фасовка
XSYS0067	1 x 52 мл

RU

CE IVD

НАЗНАЧЕНИЕ

Разбавитель мочи представляет собой буферный реагент, который используют в качестве разбавителя образца мочи, для анализа электролитов, при работе на автоматических биохимических анализаторах серии XL, с использованием ISE модуля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор реагентов предназначен для *in vitro* диагностики профессионально обученным лаборантом.

Реагенты, входящие в набор не содержат опасные вещества

Приготовление рабочих реагентов: Реагент жидкий, готовый к использованию.

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

Активные ингредиенты	Концентрация
MOPS	< 0.2 %
PVP	< 0.02 %
Консерванты	< 0.01 %

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Не вскрытые реагенты стабильны до достижения указанного срока годности, если хранятся при (15–25 °C), в защищенном от света месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Образцы мочи необходимо развести в 10 раз. (Образцы мочи разбавить в соотношении 1:9). Разбавитель тщательно перемешать с образцом, перед размещением разбавленного образца в блоке для образцов в анализаторе. 160 мкл мочи (мочу в 10 раз разбавить XL разбавителем мочи) будет необходимо для измерения электролитов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Избегать загрязнения реагентов.
2. Хранить разбавитель мочи плотно закрытым, в оригинальной таре.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
XSYS0067	ЭРБА Разбавитель образцов мочи	ФСЗ 2011/09958	от 21.06.2011

XL Diluyente de Orina

Diluyente de Orina para autoanalizadores XL de Erba

Exclusivamente para uso diagnóstico *in vitro*

Catalogo. No.	Nombre del paquete	Presentacion (contenido)
XSYS0067	XL URINE DIL	1 x 52 ml

ES

CE IVD

USO PREVISTO

El diluyente de orina es un tampón para diluir las muestras de orina que se analizan en el modulo ISE del autoanalizador XL para Química Clínica.

PREPARACIÓN DE REACTIVOS

El reactivo está listo para el uso.

COMPOSICION DE REACTIVOS

Componentes	Concentración
MOPS	< 0.2 %
PVP	< 0.02 %
Conservantes	< 0.01 %

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Guardar los reactivos a temperatura ambiente (15–25 °C). Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

PROCEDIMIENTO

Las muestras de orina se diluyen 10 veces (la proporción entre volumen de orina y volumen de diluyente es de 1:9). Mezcle bien el diluyente y la muestra antes de colocar la muestra diluida en el rotor de muestras. Se necesitan 160 µl de orina (diluida 10 veces con diluyente) para la determinación de iones.

PRECAUCIONES

1. Evite contaminar el reactivo.
2. Mantenga el recipiente perfectamente cerrado. Almacene el reactivo en su recipiente original.

XL Urine Diluent

Dilute Urine per il modulo ISE degli analizzatori automatici ERBA serie XL

Solo per uso diagnostico *in vitro*

Gatto. No.	Nome confezione	Imballaggio (contenuto)
XSYS0067	XL URINE DIL	1 x 52 ml

IT

CE IVD

USO INTESO

Urine Diluent è un reagente tamponato, utilizzato per la diluizione dei campioni di urina da dosare con il modulo ISE degli analizzatori ERBA serie XL.

PREPARAZIONE DEL REAGENTE

Reagente pronto per l'uso.

COMPOSIZIONE DEL REAGENTE

Ingredienti Attivi	Concentrazione
MOPS	< 0.2 %
PVP	< 0.02 %
Conservanti	< 0.01 %

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Conservare a 15–25 °C. Il reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta, se conservato ben chiuso evitando la contaminazione del prodotto durante l'uso.

UTILIZZO

Diluire il campione di urine con un fattore di diluizione 1:10 (1 parte di campione + 9 parti di Urine Diluent). Agitare delicatamente prima di dosarne la concentrazione.

PRECAUZIONI

1. Evitare la contaminazione del reagente.
2. Mantenere il flacone ben chiuso, conservando il reagente nella bottiglia originale.

CONFEZIONE

Codice Riordino Italia	Contenuto
05762306	1 x 52 ml

DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA

Biomedis S.r.l., Via Pontecorvo 9/11/13 - 63017 Porto San Giorgio (AP)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ / UTILIZADOS SÍMBOLOS / SIMBOLI USATI

REF Номер каталога
Código de Catalogo
Codice prodotto

LOT Номер партии
Número de Lote
Lotto di produzione

Срок годности
Fecha de Vencimiento
Data di scadenza

Производитель
Fabricado por
Prodotto da

IVD Ин vitro диагностика
Dispositivo Médico para
Diagnóstico in Vitro Solamente
Per uso diagnostico in vitro

Перед использованием
Внимательно изучайте инструкцию
Ver Instrucciones Para su Uso
Consultate le istruzioni operative

Температура хранения
Rango de Temperatura
Temperatura di conservazione

CONT Содержание
Contenido
Contenuto

QUALITY SYSTEM CERTIFIED
ISO 13485

Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbamannheim.com

N/62/19/D/INT

Date of revision / Datum revize / Dátum revízie: 1. 4. 2019