

# LisaWash EM

Промыватель  
микропланшетов

[www.eralachema.com](http://www.eralachema.com)



Современный автоматический  
промыватель микропланшетов  
с сенсорным экраном



# Erba LisaWash - компактный промыватель для микропланшетов с сенсорным экраном и качественным программным обеспечением, обеспечивающим максимальный комфорт в обращении.

- 64 программируемых протокола промывки
- 10 программируемых форматов планшетов
- Легкая установка промывающей гребенки
- Программируемое положение иглы с точностью до 0.1 мм для придонной, крестообразной или переполняющей промывки с минимальным остаточным объемом
- 2 скорости наполнения
- 3 емкости для промывочных растворов
- Съёмный держатель планшетов для деконтаминации
- Сенсор уровня жидкости во флаконе для отходов
- Водоотталкивающее покрытие промывающих игл

## Технические характеристики

Интерфейс	Сенсорный экран с подсветкой, 128*64 пикселей
Промывающая гребенка	8- и 12-канальные промывающие гребенки
Режим промывки	По стрипам и планшетам
Промывка по стрипам	1-12 стрипов
Тип планшета	96-луночные планшеты с U-,V-образным или плоским дном
Количество планшетов	До 10 различных форматов планшетов
Протоколы промывки	64
Циклы промывки	1-9
Объем дозирования	50 - 450 мкл с шагом 5 мкл
Точность дозирования	< 5% для 300 мкл
Объем промывки	50-700 мкл
Давление аспирации	Программируемое, 2 типа
Время замачивания	1-255 сек
Остаточный объем	<2 мкл для лунок с V/ U дном, <3 мкл для лунок с плоским дном
Количество емкостей	2 для промывочных буферов, 1 для дистиллированной воды, 1 для слива
Объем емкостей	>2 л
<b>Условия эксплуатации</b>	
Источник питания	AC220V/110V, 50/60 Гц
Входная мощность	<80VA
Температура работы	10°C - 40°C
Температура хранения	10°C - 50°C
Допустимая влажность	До 90% без образования конденсата
Вес	9.5 кг
Размеры	710 x 530 x 380 мм

