

**ADVISORY NOTICE
INNOVATION OF NEFERMtest 24**

EN

Dear customer,

Our aim is to supply you with high quality, user – friendly identification kits. We would like to inform you about innovation of NEFERMtest 24.

There is no need to use suspension medium. The inoculum should be prepared in saline solution.

Set of biochemical tests differs from the previous NEFERMtest 24. Therefore, you are asked to use a new colour scale and other evaluation aids. To make the transition easier for you, the colour scale and CD with Code book is a part of the kit. If you are a user of our identification software TNW, please contact us on the address bellow. An up-grade for TNW will be send to you that includes the innovated kit as well.

Please read the instruction carefully.

We wish you pleasant work with our identification kit.

Jaromíra Valehrachová, PhD.

Product specialist

Erba Lachema s.r.o.

tel: +420 517 077 105

e-mail: valehrachova@lachema.com

FAQs:

• Will the old NEFERMtest 24 be still available? **No, only the innovated NEFERMtest 24 will stay in our portfolio. Its catalogue number will be the same as the previous one: 10003388.**

• What other aids do I need for the work with the innovated NEFERMtest 24?

NEFERMtest 24 kit (Cat. No. 10003388) is a non-reagent kit. Only Paraffine oil and OXItest (Cat. No. 10003324) are needed. In some cases additional tests available as strip tests are recommended by the TNW software or Code book.

• How do I recognise innovated NEFERMtest 24? **The kit is packed in a newly designed box labelled as INNOVATED.**

• What should I do when I need a TNW up-grade? **Please contact our product specialist.**

• How can I get a colour scale and a Code book? **Both the colour scale and the Code book are part of the new kit.**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
НОВЫЕ БЕЗРЕАГЕНТНЫЕ НАБОРЫ НЕФЕРМтест 24**

RU

Уважаемые коллеги,

обращаем Ваше внимание на изменения, касающиеся данного набора.

Для повышения удобства работы и скорости получения результатов часть биохимических тестов была заменена. Тесты, входящие в новый набор, не требуют добавления дополнительных реактивов для визуализации продуктов реакции после инкубации.

Именно поэтому для работы Вам необходимо:

1. использовать новую цветную шкалу (вложена в каждую коробку),
2. работать с новой книгой кодов, если Вы работаете с книгами, подсчитывая профиль (электронная книга кодов входит в набор; если же Вы хотите иметь бумажную книгу кодов, обратитесь к поставщику),
3. скачать обновление для программы Микроб-2 (как для короткой, так и для полной версии), а также для программы Микроб-Автомат (если Вы работаете с комплексом «Рабочее место микробиолога») на сайте www.medproject-3.com в разделе «Загрузки».

Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать:

• в РФ — Чепурной Ирине по тел. +7 (495) 755 78 51, +7 (495) 755 78 81 или по электронной почте lachema@yandex.ru;

• в Украине – Пашкевичу Анатолию по тел +38 (067) 209 70 51, +38 (044) 331 21 37 или по электронной почте pashkevich@lachema.com.ua