

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Усовершенствование ИНДОЛтеста

Уважаемые коллеги,

чтобы сделать работу конечных клиентов с нашей продукцией еще удобнее, мы усовершенствовали ИНДОЛтест и хотели бы сообщить Вам об этом изменении подробнее.

- Обновленный ИНДОЛтест полностью заменит предыдущую версию, будет иметь тот же **каталожный номер 10010255** и торговое название ИНДОЛтест.
- Используемый принцип метода остался прежним, однако теперь это не полоски, а флакон-капельница с жидким реактивом (реактивом перед работой смачивают фильтровальную бумагу).
- Окрашенный конечный продукт теперь имеет более яркий цвет, что облегчает визуальный учет результатов.
- Число определений, которые можно выполнить, используя 1 упаковку ИНДОЛтеста, теперь составляет 140 вместо прежних 50, поэтому цена одного определения ниже.
- На бумажной коробке, в которую упакован флакон-капельница, будет написано «Внимание! Набор был усовершенствован».
- Будьте внимательны, чтобы избежать путаницы между новым жидким ИНДОЛтестом и Реактивом для теста ИНДОЛ (каталожный номер 10003372).

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать специалисту по клинической микробиологии представительства ЭРБА Лахема в РФ Чепурной Ирине (lachema@yandex.ru или по телефонам, указанным ниже):

8 (495) 755 78 81

8 (495) 755 78 51

8 (495) 755 55 80

моб. 8 (916) 747 99 84