

Информационное письмо

1. Сообщаем Вам об усовершенствовании набора **ЭНТЕРОтест 24 Н** (имеет новый кат. номер 10020290), предназначенного для биохимической идентификации клинически значимых видов энтеробактерий.

Преимущества новой версии набора заключаются в следующем:

- после инкубации не требуется добавления дополнительных реагентов;
- необходимые для визуального учета цветная шкала и книга кодов (на диске) **находятся в коробке (нет необходимости закупать их отдельно!);**
- при работе с программами Микроб-2/Микроб-Автомат **обновление бесплатно предоставляется** на сайте www.medproject-3.com.

Перед постановкой набора для подтверждения того, что выделена культура неферментирующего микроорганизма, необходимо выполнить цитохромоксидазный тест (на полосках ОКСИтест, кат. 10003324), определить его способность ферментировать глюкозу (на планшетах ОФтест, кат. 10010256) и продуцировать индол (ИНДОЛтест, кат. 10010255).

Эти позиции поставляются отдельно.

Информация для заказа

Кат. номер	Наименование	Количество определений
10020290	Энтеротест 24	40
10003371	Парафиновое масло	100
10003324	ОКСИтест (полоски)	50
10003375	Реактив для ОКСИтеста	500
10010256	ОФтест	288
10010255	Индолтест	140

По желанию клиента набор можно дополнить тестами для определения продукции ацетоина (ВПтест-полоски, кат. 10003329, реактив для теста АЦЕТОИН, кат. 10003369).

2. Кроме того, мы рады сообщить Вам о начале продаж набора **КАНДИДАСкрин** (кат. 10010269), предназначенный для рутинной биохимической идентификации наиболее значимых патогенных грибов в течение 24 ч с момента получения чистой культуры. Для работы с этим набором необходимо только парафиновое масло.

Более подробную информацию можно получить, выслав запрос по электронной почте lachema@yandex.ru, или по телефонам: (495) 755-78-51, 755-55-80, 755-78-81, контактное лицо — Чепурная Ирина Михайловна.

21.10.11