

15 октября 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Компания АО «Эрба Рус» являясь российским представительством производителя Erba Lachema s.r.o. (Чешская Республика) информирует об изменении фасовки ЭРБА Промывочного раствора для проточной кюветы (Optisol) кат. № REG00055:

	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы (Optisol; 80 ml; 1500 тестов) <i>старая фасовка</i>	ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы (Optisol; 400 ml; 1500 тестов) <i>новая фасовка</i>
СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ:	раствор стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке; хранится при температуре 2 – 8° С.	раствор стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке; хранится при температуре 2 – 25° С.
ПОДГОТОВКА:	Содержимое каждой бутылочки (80 мл) ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы должно быть разбавлено до 10 литров с деионизированной дистиллированной водой (80 мл XL WASH + вода 9900 мл) перед использованием на Анализаторе мочи «LAURA XL»	Содержимое каждой бутылочки (400 мл) ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы должно быть разбавлено до 10 литров с деионизированной дистиллированной водой (400 мл XL WASH + вода 9600 мл) перед использованием на Анализаторе мочи «LAURA XL»
УПАКОВКА:	1 x 80 мл	1 x 400 мл

Количество тестов на флакон остаётся неизменным - 1500 тестов.

Раствор готовится согласно инструкции. Технические характеристики/инструкция новой фасовки во вложении.

С уважением, Михеева Алёна
Специалист по гематологии и гемостазу
АО Эрба Рус



АО «Эрба Рус»

109029 Россия, г. Москва
ул. Нижегородская д.32
стр. 15

тел.: +7 495 755 7851 /81
тел/факс: +7 495 755 7892

АО «Эрба Рус»
ОП г. Пущино

142290 Россия, г. Пущино
пр-т Науки д. 5

тел/факс: +7 4967 33 0530
тел/факс: +7 4967 33 0524