

# ErbaBLOT

Прибор для автоматизации  
иммуноблота

[www.erbarus.com](http://www.erbarus.com)



открытая компактная система  
для автоматизации ИФА  
различными методами  
иммуноблота

**Erba**<sup>®</sup>  
Mannheim

## ErbaBLOT - это открытая компактная система для автоматизации иммуноферментного анализа различными методами иммуноблота.

- Позволяет полностью автоматизировать различные варианты методов иммуноблота и вестерн-блота, а также определение авидности
- Позволяет одновременно обрабатывать до 48 стрипов
- Современное программное обеспечение позволяет легко и быстро настроить новые протоколы
- Память прибора позволяет сохранять до 20 различных методов, содержащих до 14 шагов
- Мембранная 6-клавишная клавиатура
- Управление при помощи встроенного компьютера
- Жидкокристаллический дисплей, вмещающий 2 строки по 40 знаков
- 6/7 перистальтических насосов для реагентов
- Функция «антикапля» (предотвращает образование капель на конце трубки в процессе дозирования)
- Функция экономии реагентов (аспирация «мертвых» объемов реагентов назад во флаконы после дозирования)
- Три скорости вращения реакционного стола
- Прибор незаменим в лаборатории с большим ежедневным потоком анализов
- Возможность комбинации различных наборов и конъюгатов в одной постановке анализа
- Небольшие габариты и вес (52x31x25 см, 14 кг)



**Erba**<sup>®</sup>  
Mannheim