

Densi-La-Meter II

DENSI-LA-METER II

Densi-La-Meter II - это простой в использовании оптический прибор, специально разработанный для удобного и быстрого приготовления бактериальной взвеси. Определение концентрации микробной взвеси является очень важным начальным этапом стандартизации при идентификации микроорганизмов, тестировании на чувствительность, а также для других целей. Прибор работает по принципу оптического поглощения, значения отображаются в единицах по Макфарланду.

Технические характеристики:

- диапазон измерения: 0 - 15 МкФ;
- калибровка: 3-точечная;
- совместимые пробирки: диаметр Ø 15 - 18.5 мм; материал: стекло, полистирол;
- минимальный объем образца: 2 мл;
- время измерения: примерно 1 с;
- дисплей: красный, 2-цифровой;
- длина волны источника света: 525 нм;
- размеры (Ш x Д x В): 102 x 166 x 107 мм.

