



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Усовершенствование анализатора ELite 3

Дорогие бизнес-партнеры,

Мы хотели бы проинформировать вас о последнем усовершенствовании гематологического анализатора ELite 3.

Эрба Лахема предоставляет заказчикам линию усовершенствованных анализаторов типа ELite 3 - ELite 3(II). **Производительность** анализатора ELite 3 увеличена с 60 тестов в час до **80 тестов в час**. Серийные номера ELite 3(II) начинаются с “**96**” (S/N **96XXXX**). ELite 3 и ELite 3(II) отличаются некоторыми запасными частями, а также значениями параметров гематологического контроля.

Благодарим вас за сотрудничество.

Барбора Прохазкова
Специалист по гематологии
Эрба Лахема с.р.о.