

РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ НА SARS-COV-2

Результат			Клиническая значимость
IgG	IgM	ПЦР	
-	-	-	Результат отрицательный
-	-	+	Ранняя острая фаза; Пре-сероконверсия
-	+	+	Ранняя инфекция с сероконверсией
+	+	+	Острая инфекция
+	-	+	Поздняя стадия инфекции
-	+	-	Требуется подтверждение; Невозможно выдать заключение
+	-	-	Инфекция перенесена, выработан иммунитет
+	+	-	Инфекция все еще развивается; ПЦР для подтверждения статуса выздоровления

Важно:

- Для использования с учетом национальных лабораторных стандартов и не без получения соответствующего разрешения.
- Результаты лабораторных исследований не должны использоваться в качестве единственного основания для диагностики или исключения наличия инфекции SARS-CoV-2 или для установления статуса инфекции.
- В первые 14 дней от начала заражения у пациента с SARS-CoV-2 результаты на наличие антител IgG могут быть отрицательными.
- Отрицательные результаты не исключают заражение SARS-CoV-2, особенно у тех, кто был подвержен воздействию вируса.