

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Мультистандарт сет-3

Кат. номер 10003238

Уважаемые покупатели,

Настоящим письмом мы информируем вас об изменении состава Мультистандарт сет-3 (Кат. Номер 10003238).

Набор Мультистандарт сет-3 (старая версия), который содержал 3 уровня концентраций калибраторов (3 x 1 мл) и набор Multistandard HIGH, который содержал 1 уровень калибратора, были заменены новым набором с 5 уровнями концентраций калибраторов (5 x 1мл).

Новый набор Мультистандарт сет-3 содержит 5 уровней калибраторов, что позволит проводить калибровку на всех уровнях концентраций аналита, без необходимости ручного разбавления стандарта.

Процедура проведения исследования остается неизменной.

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором/офисом обслуживания компании ERBA.

С наилучшими пожеланиями,

Сервисный Центр
АО «Эрба Рус»
3 июня 2019 года

