


Erba®



LisaWash

КОМПАКТНЫЙ ПРОМЫВАТЕЛЬ
МИКРОПЛАНШЕТОВ



АДАПТИВНЫЙ

8- и 12-канальные промывающие
гребенки



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Легкость программирования без
использования компьютера




УДОБНЫЙ

3 емкости для промывочных
растворов

www.erbarus.com
www.erba.com

Erba LisaWash



- 64 программируемых протокола промывки
- 10 программируемых форматов планшетов
- Легкая установка промывающей гребенки
- Программируемое положение иглы с точностью до 0,1 мм для придонной промывки с минимальным остаточным объемом
- 2 скорости наполнения
- 3 емкости для промывочных растворов
- Съёмный держатель планшетов для деконтаминации
- Сенсор уровня жидкости во флаконе для отходов
- Водоотталкивающее покрытие промывающих игл

Технические характеристики

ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный экран с подсветкой

ПРОМЫВАЮЩАЯ ГРЕБЕНКА

8- и 12-канальные промывающие гребенки

РЕЖИМ ПРОМЫВКИ

По стрипам и планшетам

ПРОМЫВКА ПО СТРИПАМ

1-12 стрипов

ТИП ПЛАНШЕТА

96-луночные планшеты с U-, V-образным или плоским дном

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНШЕТОВ

До 10 форматов планшетов

ПРОТОКОЛЫ ПРОМЫВКИ

64

ЦИКЛЫ ПРОМЫВКИ

1-9

ОБЪЕМ ДОЗИРОВАНИЯ

50 – 360 мкл с шагом 5 мкл

ДАВЛЕНИЕ АСПИРАЦИИ

Программируемое, 2 типа

ВРЕМЯ ЗАМАЧИВАНИЯ

1 – 255 сек

ОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ

< 2 мкл для лунок с V/U дном, < 3 для лунок с плоским дном

КОЛИЧЕСТВО ЕМКОСТЕЙ

2 – для промывочных буферов, 1 – для воды, 1 – для слива

ОБЪЕМ ЕМКОСТЕЙ

> 2 л

ВЕС

9,5 кг

РАЗМЕРЫ

380 x 350 x 190 мм

Условия эксплуатации

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

220V/110V, 50/60 Гц, ~ 80VA

ТЕМПЕРАТУРА

рабочая: 10°C – 40°C, хранения: 10°C – 50°C

ВЛАЖНОСТЬ

До 90% без образования конденсата

Erba[®]



АО «Эрба Рус» - представительство Erba Group в РФ

109316 г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, эт. 18

+7 (495) 755-78-81; +7 (495) 755-55-80

sale@erba.com  www.erbarus.com

