

Информационное письмо

Сообщаем Вам о начале продаж с 01.11.12 готовой стерильной универсальной суспензионной среды для Сенси-Ла-Тестов (тест-систем для определения чувствительности бактерий к антибиотикам, производства ЭРБА Лахема, Чешская Республика).



Описание:

- подходит ко всем наборам Сенси-Ла-Тест,
- стерильная, в пробирках по 4,4 мл (необходимый для работы объем),
- в упаковке – 20 штук, хранение при комнатной температуре,
- срок годности – 1 год, зарегистрирована в РФ,

- к наборам на 40 определений (Сенси-Ла-Тест Грам+, URINE, STAPHY) необходимо заказывать 2 упаковки,
- к наборам на 60 определений (Сенси-Ла-Тест Грам-I, Грам-II, Neferm) необходимо поставлять 3 упаковки.

Внимание! Сухая суспензионная среда (навеска для приготовления 500 мл готовой среды) по-прежнему входит в набор, поэтому готовые суспензионные среды поставляем по желанию клиента.

Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Примечание	Кол-во опред.	Цена, ЕВРО
10020286	Суспензионная среда для СЕНСИЛАТЕСТов	Универсальная готовая стерильная среда (подходит ко всем наборам Сенси-Ла-Тест)	20	18,48

ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС 18%

Более подробную информацию можно получить, выслав запрос по электронной почте lachema@yandex.ru, или по телефонам: (495) 755-78-51, 755-55-80, 755-78-81, контактное лицо — Чепурная Ирина Михайловна.

07.11.12

